

PRESTAZIONE	N. SEDUTE	COSTO Convenzione Soci Coeasy
Crio - Sauna	1	50
Crio - Sauna	6	240
Crio - Sauna	12	440
Crio - Localizzata post trauma	1	48
Crio - Localizzata post trauma	6	220
Crio - Localizzata post trauma	12	360
Fisiokinesiterapia (Fkt)	1	15
Human tecar vibrazioni post trauma	1	35
Human tecar vibrazioni post trauma	5	165
Onda d'Urto focale	1	56
Onda d'Urto focale	3	150
Human Tecar Terapia	1	28
Human Tecar Terapia	5	130
Ginnastica Posturale	1	20
Ginnastica Posturale	10	160
Abbon. Mensile Fisioterapia post oper.	1	650
Massaggio Fisioterapico	1	40
Massaggio Linfodrenante	1	40
Massaggio decontratturante	1	40
Visita sportiva	1	25/55
Visita posturale-baropodometrica	1	30
Visita ortopedica	1	100
Visita fisiatrica	1	45

CONVENZIONE



Tecnologia, ricerca e salute, queste le prime tre parole che contraddistinguono il centro VR-CRYO. Primi per scelta, in un territorio dove l'attività fisioterapica e sportiva è in continuo aumento ed i pazienti hanno bisogno di un costante accompagnamento nel benessere fisico e mentale.

Il centro VR-CRYO è un vero e proprio villaggio dove potersi affidare in caso di consulenza diagnostica per il corretto utilizzo del proprio corpo in cui troverai personale qualificato e :

Criosauna KRION, primi nel sud Italia,

abbiamo portato un sistema avanzato e tecnologico che sfrutta il freddo come sistema naturale antinfiammatorio, riduce la fatica, riattiva il sistema immunitario utilizzando lo shock termico.

L'efficacia dei trattamenti di criosauna, per privati e sportivi è strepitosa, agendo a temperature molto basse che vanno da -130°C a -190°C, facendo reagire il proprio corpo.

Molto utilizzata in Gerontologia, Reumatologia, Psichiatria, Neurologia, Dermatologia ed Estetica.

TECAR, uno strumento fondamentale all'interno del metodo di Human Tecar: agendo sul micro circolo, massimizza le capacità di recupero dell'organismo, lo mantiene o lo riporta in condizione di equilibrio e ne ottimizza le prestazioni. HCR di Human Tecar è uno stimolatore elettromagnetico della micro circolazione. Agisce attraverso un segnale radio a media frequenza (447 kHz) che, applicato per contatto sul tessuto biologico mediante due tipologie specifiche di elettrodi conduttori – ad alta e bassa impedenza – consente un'attivazione metabolica del tessuto stesso, stimolando la circolazione sanguigna/linfatica in aree del corpo più o meno estese. Idoneo per strappi, stiramenti e contratture muscolari.

Onda d'urto pneumatica, questa macchina trasmette onde ad alta energia acustica attraverso la superficie della pelle diffuse nel corpo, aumentando l'attività metabolica intorno all'area del dolore stimolando ed accelerando il processo di guarigione in patologie come Tendinopatie (gomito del tennista) e Calcificazioni (Sperone calcaneare).

HUMAN TECAR MAT, l'allenamento propriocettivo è una pratica basata sulla stimolazione del sistema neuro-motorio nella sua totalità. L'allenamento propriocettivo è composto da un insieme di esercizi che vanno a creare situazioni di instabilità, allo scopo di valutare e migliorare l'utilizzazione dei segnali propriocettivi provenienti dalle parti periferiche del corpo, in particolare dagli arti inferiori. Obiettivo primario dell'allenamento propriocettivo è quello di ridurre i riflessi propriocettivi, al fine di ottenere nuovamente un ottimale controllo della postura e delle articolazioni interessate. L'allenamento propriocettivo risulta di fondamentale importanza per ottenere un recupero completo dopo un trauma (per ripristinare i riflessi e riattivare tutti i canali informativi interrotti dell'infortunio); nella prevenzione degli infortuni (per avere un più rapido controllo della muscolatura durante la vita quotidiana) migliorare la postura.

MEDICINA DELLO SPORT, centro di medicina dello sport autorizzato ad emettere certificati medico sportivi agonistici e non agonistici, return to play e tutta la diagnostica a essi collegata